

StateMix

Kontrolliert mischen!



Mischen und entgasen Sie schwierig zu mischende Materialien über einen weiten Viskositätsbereich ohne Rührorgane in Sekunden!

- Polyurethane
- Silicone
- Farben
- Wachse
- Gefüllte Polymere
- Epoxide
- Und vieles mehr!



StateMix

1390 Church Ave Winnipeg, Manitoba R2X 1G4, Canada

Ph: (204) 697-2586 Fax: (204) 697-2592

Email: state@mts.net

www.statemix.com

Vortex-Mixer

VM-20.000
DEMNÄCHST
VERFÜGBAR!

VM-200

Ein Tischgerät für das Labor, das bis zu 200 g Material in einen Plastikbehälter mischt und entgast und sich hervorragend für Materiallabore und Qualitätskontrollanwendungen eignet.

- ¾-PS, Wechselrichter, einphasig, 50- bis 60-Hz, 110 - 120 Volt oder 208 - 240 Volt
- Mischkapazität 30 g - 200 g
- Verstellbarer Gegengewichtmechanismus
- Aktive Dämpfungstechnologie
- Frequenzumrichter
- Schwingungssensor
- Dynamisches Bremssystem
- CE-zertifiziert ABMESSUNGEN: HÖHE 21 Zoll (ca. 53 cm), BREITE 16,3 Zoll (ca. 41 cm), TIEFE 16,3 Zoll (ca. 41 cm)



VM-1000

Ein eigenständiger Mischer, der bis zu 1000 g Material pro Losgröße mischt und entgast. Dieses Gerät wird in Laboratorien und auch bei Kleinserienfertigungen verwendet.

- 2-PS, Wechselrichter, einphasig, 50- bis 60-Hz, 208 - 240 Volt
- Mischkapazität 300 g - 1000 g
- Verstellbarer Gegengewichtmechanismus
- Aktive Dämpfungstechnologie
- Frequenzumrichter
- Schwingungssensor
- Dynamisches Bremssystem
- CE-zertifiziert ABMESSUNGEN: HÖHE 37 Zoll (ca. 94 cm), BREITE 27 Zoll (ca. 69 cm), TIEFE 27 Zoll (ca. 69 cm)



VM-2500

Wurde für größere Serienproduktion unter Verwendung unterschiedlichster Materialien entwickelt. VM-2500 kann Material bis zu 2,5 kg oder 5,5 Pfund in normalen 1-Gallonen- oder 4-Liter-Behältern entgasen und mischen.

- 5-PS, Wechselrichter, dreiphasig, 50- bis 60-Hz, 208-240 oder 400-480 Volt
- Mischkapazität 500 g - 2500 g
- Verstellbarer Gegengewichtmechanismus
- Aktive Dämpfungstechnologie
- Frequenzumrichter
- Schwingungssensor
- Dynamisches Bremssystem
- CE-zertifiziert ABMESSUNGEN: HÖHE 40 Zoll (ca. 102 cm), BREITE 36 Zoll (ca. 91 cm), TIEFE 36 Zoll (ca. 91 cm)



VM-10.000

Wurde für große Serienproduktion entwickelt. Kann Material bis zu 10 kg (22 Pfund) pro Ansatz in normalen 5-Gallonen- oder 20 Liter-Behältern entgasen und mischen.

- 10-PS, Wechselrichter, dreiphasig, 50- bis 60-Hz, 208-240 oder 400-480 Volt
- Mischkapazität 3 kg - 10 kg
- Verstellbarer Gegengewichtmechanismus
- Aktive Dämpfungstechnologie
- Frequenzumrichter
- Schwingungssensor
- Dynamisches Bremssystem
- CE-zertifiziert ABMESSUNGEN: HÖHE 48 Zoll (ca. 122 cm), BREITE 48 Zoll (ca. 122 cm), TIEFE 48 Zoll (ca. 122 cm)



STATE MIX BUSINESS PARTNER



MITEX GmbH · Ludenberger Str. 36-40 · D-40699 Erkrath
Tel.: +49 (0)211 90006-0 · Fax: +49 (0)211 246118
info@mitex.de · www.mitex.de · www.vortex-mixer.de